

## Brückenelektrode – Dantec, modifiziert

- Messung sensibler und motorischer Potentiale
- elektrische Stimulation

### Hersteller

Harald Kruse Elektronik  
Am Wall 26  
D-14532 Kleinmachnow



## Modifizierte Brückenelektrode

- Messung sensibler und motorischer Potentiale
- elektrische Stimulation
- Fixierung mit Lochgummi

## Anwendungshinweise

- Metallkontakte mit Kontaktgel z.B. Elefix der Fa. Nihon Kohden einstreichen

**Kabel bitte nicht knicken!**

## Anwendungspositionen

